



PETER FUST

Zahnärztliche Instrumente e. K.

Schubertstr. 19 24534 Neumünster

☎ 04321 - 13705 ☎ 04321 - 13373

E-Mail: peter.fust@t-online.de

Preisliste / Bestellliste ab 2026

Orig. Cervix - Matrizen... *nach Zahnarzt Robert Fust*

... in der Konstruktion und Anwendung seit 1922 bewährt

... wiederverwendbar - langlebig - sterilisierbar

1 Dtz. (12 Stück) von einer Größe in glatt oder bombiert € 84,25

1 Satz (14 Stück) Nr. 1-7 = (je 1x 1a, 1b + je 2x 2, 3, 4, 5, 6, 7) in glatt oder bombiert € 98,28

Bitte die gewünschten Größen (Bestellung) eintragen und mit Stempel / Anschrift versehen zurückfaxen oder mailen - danke!

glatt	Dtz	Breite mm	bombiert / gewölbt	Dtz
Nr. 1a glatt		13	Nr. 1a bombiert	
Nr. 1b glatt		12	Nr. 1b bombiert	
Nr. 2 glatt		11	Nr. 2 bombiert	
Nr. 3 glatt		12,5	Nr. 3 bombiert	
Nr. 4 glatt		13	Nr. 4 bombiert	
Nr. 5 glatt		14	Nr. 5 bombiert	
Nr. 6 glatt		15	Nr. 6 bombiert	
Nr. 7 glatt		17	Nr. 7 bombiert	
	Satz			Satz
Satz 1-7 glatt			Satz 1-7 bombiert	

Stempel / Anschrift

		Stück
Waschkorb / rund	40 ^ø x28 mm	Stück € 40,75
Waschkorb	80x40x30 mm	Stück € 51,25

... andere Größen auf Anfrage

Waschkorb für Kleinteile - **rund** -

...für Thermodesinfektor - Maße innen 40 mm ø - Höhe 28 mm

Waschkorb - Drahtgitter - **rechteckig**

...für Thermodesinfektor - Maße 80 x 40 - Höhe 30 mm

Wir behalten uns Preisänderungen ohne vorherige Anzeige vor.

... alle Preise **zzgl.** Versand- / Servicepauschale + MwSt.

Einige Reinigungs- und Pflegehinweise für Cervix - Matrizen

Cervix-Matrizen sind aus rostfreiem Edelstahl 18/8 geschweißt und für die normalen Beanspruchungen in der zahnärztlichen Praxis ausreichend korrosionsfest.

Reinigung: Wie zahnärztliche Instrumente können sie im Thermodesinfektor (in einem Waschkorb für Kleinteile) oder in handelsüblichen - **präzise nach Vorschrift** - angesetzten Bädern desinfiziert und gereinigt werden.

Bitte nur gereinigte Matrizen sterilisieren!

Nicht entfernte Rückstände (organisch oder mineralisch) können einbrennen und Verfärbungen oder Korrosion verursachen.

Sterilisation:

Die Matrizen haben keine geschlossenen Hohlräume und können mit allen üblichen Sterilisationsverfahren sterilisiert werden: Heißluft mit Umluft bei 180°C - Dampf bis 3 bar (144°C)

Sorgfältiges Trocknen ist wichtig, denn Restfeuchtigkeit oder Kondensat kann zu Korrosion führen.

